



ak 4004



ak 470



ak 5004



ak 3004



ak 2004

Technische Daten		Technical Data					
Maße und Gewicht	Dimensions and weight	EH	5004	4004	3004	2004	470
Maße Fußteil (B x T)	Dimensions base (W x D)	mm	630 x 680	630 x 680	630 x 680	630 x 680	430 x 430
Polster Sitzfläche (B x T)	Seat cushion (W x D)	mm	450 x 500	450 x 500	460 x 450	460 x 450	Ø400 (rs) 440 x 450 (rk) 440 x 480 (rl)
Rückenpolster (B x H)	Back rest (W x L)	mm	450 x 930	465 x 870	460 x 780	460 x 780	440 x 250 (rk) 440 x 360 (rl)
Gesamthöhe (Rückenlehne aufrecht)	Height chair back rest upright	mm	1410	1350	1280	1190	695 (rk) 805 (rl)
Max. Länge Rückenlehne (Fußstütze bzw. Rückenlehne) waagrecht	Max. length chair, back rest (foot rest or back rest) horizontal	mm	1630	1410	na	na	na
Patientengewicht maximal	Max. patient weight	kg	150	150	150	150	150
Masse	Chair weight	kg	107	92	86	65	37
Verstellbereich Stuhl vertikal	Vertical range chair						
Mindesthöhe Sitzpolster	Min. height seat cushion	mm	530	500	500	460	490
Hub	Lift	mm	200	200	200	200	200
Max. Höhe Sitzpolster	Max. height seat cushion	mm	730	700	700	660	690
Verstellbereich Rückenlehne	Range back rest						
Senkrecht bis waagrecht	Vertical to horizontal	°	X (1)	X (2)	na	na	na
-5° vor senkrecht Position	-5° forward of vertical position		X	X	na	na	na
Stuhlrotation (Rastung alle 90°)	Chair rotation (snap lock every 90°)		X	X	X	na	X
Horizontale Sitzverschiebung v + r	Horizontal seat movement f + b	mm	100 (1)	100 (2)	100 (2)	na	na
Fahrwerk verfügbar (elektrisch)	Castors available (electric)		X	X	X	X	na
Elektrische Angaben	Electrical data						
Netzanschluss	Line power	Volt (3)	230 (3)	230 (3)	230 (3)	230 (3)	230 (3)
Nennfrequenz	Nominal frequency	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Nennstrom	Nominal power	A	max.2,5	max.2,5	max.2,5	max.2,5	max.2,5
Kurzzeitbetrieb Motoren (ID 10)	Duty cycle actuators	Min.	6	6	6	6	6

(1) Elektrisch und mechanisch verfügbar
(2) Nur mechanisch verfügbar
(3) 110 Volt auf Anfrage

electrically and mechanically available
mechanically only available
110 volt upon request

FUNKTIONEN

- Höhenverstellung elektrisch
- Bedienung über Fußschalter oder ophthalmologische Einheit

FEATURES

- Height adjustment electric
- Controlled by foot switch or connectable to ophthalmic examination unit

ak 2004



ak 470



FUNKTIONEN

- Höhenverstellung elektrisch
- Armlehne klappbar
- Stuhloberteil rotiert
- Stuhloberteil verschiebbar
- Bedienung über Fußschalter oder ophthalmologische Einheit

FEATURES

- Height adjustment electric
- Arm rests fold away
- Chair top rotate able
- Chair top sliding
- Controlled by foot switch or connectable to ophthalmic examination unit

ak 3004



FUNKTIONEN

- Höhenverstellung elektrisch
- Rückenlehne beweglich
- Armlehne klappbar
- Stuhloberteil rotiert
- Stuhloberteil verschiebbar
- Bedienung über Fußschalter oder ophthalmologische Einheit

FEATURES

- Height adjustment electric
- Back rest moving
- Arm rests fold away
- Chair top rotate able
- Chair top sliding
- Controlled by foot switch or connectable to ophthalmic examination unit

ak 4004



FUNKTIONEN

- Höhenverstellung elektrisch
- Rückenlehne beweglich
- Beinstütze beweglich, synchronisiert mit der Rückenlehne
- Armlehne klappbar
- Stuhloberteil rotiert
- Stuhloberteil verschiebbar
- Bedienung über Fußschalter oder ophthalmologische Einheit

FEATURES

- Height adjustment electric
- Back rest moving
- Leg support moveable, synchronized with back rest
- Arm rests fold away
- Chair top rotate able
- Chair top sliding
- Controlled by foot switch or connectable to ophthalmic examination unit

ak 5004



- Fußschalter 2 Funktionen
- Foot switch 2 functions



- Fußschalter 3 Funktionen
- Foot switch 3 functions



- Fußschalter 5 Funktionen
- Foot switch 5 functions

