

a/k/r/u/s PATIENTENSTUHL ak 5003m

Spezialstuhl für Mammographie, alle Untersuchungspositionen einstellbar.




Special chair for mammography breast examination, adjustable for all examination positions.

MEDIZINTECHNIK IM DIENSTE DES MENSCHEN

PATIENT CHAIR ak 5003m

ak 5003m





PATIENTENSTUHL ak 5003 m

Techn. Daten / technical data:

Mindestsitzhöhe / min. seat height:	540 mm
Rückenlehnenhöhe / backrest height:	890 mm
Gesamtstuhlhöhe / total height of chair:	1430 mm
Stuhlgewicht / chair weight:	75 kg
Rollendurchmesser / Castors Dimension	100 mm

Änderungen vorbehalten / product subject to changes.

Standardausstattung:

Fahrbarer Stuhl auf 100 mm Rollen, integrierte Fußpedalbremse; Oberteil drehbar 360° mit Rastung alle 90°; verstellbare Kopfstütze, stufenlos manuell einstellbare Rückenlehnenneigung, von -5° Vorneigung bis zur Horizontal-lage; hochklappbare Armlehnen; bewegliche Fußstütze (Armlehnen und Fußstütze bewegen sich synchron mit der Rückenlehne). Unterteil lackiert in RAL 9002 grauweiß. Die Bezugsstoffe für den Stuhl entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen ak/r/u/s Musterkarten.

Optionen:

Elektromotorische Höhenverstellung 200 mm;
Sonderlacke und Sonderbezugsstoffe auf Anfrage.

Standard Equipment:

Mobile Chair on 100mm castors, integrated foot operated brake system, chair top swivels 360°, position lock every 90°; adjustable headrest; infinitely variable manually reclining backrest from -5° forward to a fully horizontal position; foldaway armrests; moveable footrest (armrest and footrest move synchronized with reclining backrest); Base plate and column colored RAL 9002 grey white. For available upholstery colors please refer to the current ak/r/u/s sample charts.

Options:

Electric height adjustment 200 mm; special finishes and upholstery upon request.

akrus GmbH & Co KG
Postanschrift:
Postfach 8161
25381 Elmshorn
Versandanschrift:
Otto-Hahn-Str. 3
25337 Elmshorn

Phone +49 (4121) 79 19 30
Fax +49 (4121) 79 19 39
E-mail info@akrus.de

www.akrus.de

MEDIZINTECHNIK IM DIENSTE DES MENSCHEN



PATIENT CHAIR ak 5003m

ak 5003m