

GenuFix elektrische Knieklemme
GenuFix electric knee clamp



Knieklemme flach
Knee clamp low



Knieklemme max. Anstellwinkel
knee clamp max. up

Die Knieklemme ist durch einen Doppelkloben rechts und links verwendbar.
The clamp is left and right hand attachable.



Fußschalter mit Ladegerät Front
Foot switch and re charger front view



Fußschalter mit Ladegerät Rückwand
foot switch and re charger back view

Die Batterie befindet sich im Gehäuse des Fußschalters. Zur Wiederaufladung wird das Ladegerät von hinten an das Gehäuse angeschlossen.

The battery is located inside the foot switch housing. To re charge the battery connected the recharger to the jack in the back of the housing.