

Mobiler OP Stuhl

Mobile surgical chair

Anwendungen

- Arthroskopie / Orthopädie
- Allgemeine Chirurgie
- Dermatologie
- Plastische / rekonstruktive Chirurgie

Applications

- Arthroscopy / Orthopedics
- General Surgery
- Dermatology
- Plastic / reconstructive Surgery



OP Tisch, flach
Surgical table, flat



Stuhl Position
Chair configuration



Deck chair Position
Deck chair configuration



Schockposition
Shock position

Fokus: Patientenlagerung und Zugang *Focus: Patient positioning and accessibility*

Anwendungen *Applications*

Schulter OP
Shoulder surgery



Großes OP Feld
Large access area

Knieanwendungen
Knee procedures



Elektrische Klemmen
Electric clamps

GYN / Urologie
Gynecology / urology



Göpel Beinhalter
Goepel leg supports

Hand / Arm OP
Hand / arm surgery



Hand OP Tisch
Forearm extension table



Individuelle Patientenlagerung
Individual patient positioning

Zubehör Accessories



Sicherheitsgitter
Safety railing



Rücken - Brust Stabilisator
Back - chest stabilizer



Armstütze, lang
Arm rest, extended



Armstütze, mehrgelenk
Arm rest, multi articulated



Hand OP Tisch
Forearm extension table



Manuelle Klemmen
Manual clamps



Elektrische Klemmen
Electric clamps



Göpel Beinhalter
Goepel leg supports



Standard Kopfstütze
Standard head rest



gepolsterte Kopfplatte
Padded head board



DCHR Kopfstabilisator
DCHR head stabilizer



Mehrgelenks-Kopfstütze
Multi articulated head rest



IV Ständer
IV pole supports



Narkosebögen, starr
Drape support, solid



Narkosebögen, flexibel
Drape support, flexible



Fußbedienung
Foot controls

Technische Daten Technical Data

Maße und Gewicht

Gesamtlänge Fahrwerk (R-Lehne senkrecht)	<i>Length wheel base (backrest up)</i>	760 mm
Gesamtbreite Fahrwerk	<i>Width wheel base</i>	580 mm
Gesamtbreite Stuhl mit Armlehnen	<i>Width chair incl. Arm rests</i>	700 mm
Breite Sitzfläche	<i>Width seat cushion</i>	590 mm
Gesamthöhe (Stuhl) Rückenlehne aufrecht	<i>Height chair back rest upright</i>	1600 mm
Max. Länge Rückenlehne waagrecht	<i>Max. length chair, back rest horizontal</i>	2000 mm
Patientengewicht maximal	<i>Max. patient weight</i>	200/300 kg
Masse (abhängig von Optionen) ca.	<i>Chair weight (depending on options)</i>	95 kg

Dimensions and weight

Verstellbereich Stuhl vertikal (Z)

Einstieghöhe Sitzpolster Min	<i>Lowest Entry height</i>	670 mm
Hub	<i>Lift</i>	300 mm

Vertical range chair (Z axis)

Verstellbereich Rückenlehne

Senkrecht bis waagrecht	<i>Vertical to horizontal</i>	5- 95°
Schocklagerung unter waagrecht	<i>Shock position below horizontal</i>	-29°

Range back rest

Fahrwerk

- 3 Pos. Bremssystem
- alle Räder frei
 - 1 Lenkrolle fixiert
 - alle Räder verriegelt

Rollendurchmesser	<i>Wheel diameter</i>	125 mm
-------------------	-----------------------	--------

Wheel base

- 3 pos. brake system
- all wheels pivoting
 - 1 wheel locked for steering
 - all wheels locked

Elektrische Angaben

Batterie	<i>Battery</i>	24 (2,9) Volt (Ah)
Netzanschluss (Ladestation)	<i>Line power for re charger</i>	100-240 Volt
Ladezeit ca.	<i>Recharging time required</i>	4 h
Nennfrequenz	<i>Nominal frequency</i>	50 – 60 Hz
Nennstrom	<i>Nominal power</i>	400 mA
Sicherung	<i>Fuse</i>	T 1,25 //250 A/H/V
Schutzart	<i>Protection category</i>	IP 65
Dauer Kurzzeitbetrieb Motoren (ID 10)	<i>Continuous operation of electric motors</i>	6 Minuten
Polster elektrisch leitfähig (optional)	<i>Upholstery electric conductible (optional)</i>	

Electrical data

Händlerstempel

AKRUS GmbH & Co KG
Otto-Hahn-Str. 3 | 25337 Elmshorn
Phone: +49 4121 79 19 30
Fax +49 4121 79 19 39
info@akrus.de

www.akrus.de