

Untersuchung-Behandlungsstühle

Examination treatment chairs

Alle Stühle:

- Höhe elektrisch verstellbar
- Stuhloberteil rotierend

All chairs:

- Height electric adjustable
- Chair top rotating

Rückenlehne und Sitzfläche mechanisch oder elektrisch verstellbar

Back rest and seat cushion mechanically or electric adjustable



ak 3004



ak 5004



ak 4004

Fußbedienhebel für Fahrwerk
Foot control lever for retractable wheels

Verschiedene Sitzflächen
Various seat cushions



ak 470



ak 2004



Armlehnen klappbar
Fold away arm supports



Fußplatte klappbar
Fold away foot support



Fußbedienhebel für Fahrwerk
Foot control lever for retractable wheels



Anatomisches Sitzpolster
Anatomical seat cushion

Fokus: Patientenuntersuchung und Zugang *Focus: Patient examination and accessibility*

ak 2004

Funktionen

- Höhenverstellung elektrisch
- Bedienung über Fußschalter oder ophthalmologische Einheit

Features

- *Height adjustment electric*
- *Controlled by a foot switch or connectable to ophthalmic unit*



ak 3004

Funktionen

- Höhenverstellung elektrisch
- Armlehnen klappbar
- Stuhloberteil rotiert
- Stuhloberteil verschiebbar
- Bedienung über Fußschalter oder ophthalmologische Einheit

Features

- *Height adjustment electric*
- *Arm rests fold away*
- *Chair top rotating*
- *Chair top sliding*
- *Controlled by a foot switch or connectable to ophthalmic unit*



Verschiedene Sitzflächen
Various seat cushions



Fußschalter 2 Funktionen
Foot switch 2 functions



Armlehnen klappbar
Arm rests fold away



Fußplatte ausklappbar
Fold out foot support



Fußschalter 3 Funktionen
Foot switch 3 functions

Fokus: Patientenuntersuchung und Zugang *Focus: Patient examination and accessibility*

ak 4004

Funktionen

- Höhenverstellung elektrisch
- Rückenlehne beweglich
- Armlehnen klappbar
- Stuhloberteil rotiert
- Stuhloberteil verschiebbar
- Bedienung über Fußschalter oder ophthalmologische Einheit

Features

- *Height adjustment electric*
- *Fold back back rest*
- *Arm rests fold away*
- *Chair top rotating*
- *Chair top sliding*
- *Controlled by a foot switch or connectable to ophthalmic unit*



Fußplatte ausklappbar
Fold out foot support



Rückenlehne beweglich
Fold back back rest



Fußschalter 3 Funktionen
Foot switch 3 functions

ak 5004

Funktionen

- Höhenverstellung elektrisch
- Rückenlehne beweglich
- Beinstütze beweglich
- Armlehnen klappbar
- Stuhloberteil rotiert
- Stuhloberteil verschiebbar
- Bedienung über Fußschalter oder ophthalmologische Einheit

Features

- *Height adjustment electric*
- *Fold back back rest*
- *Leg support moveable*
- *Arm rests fold away*
- *Chair top rotating*
- *Chair top sliding*
- *Controlled by a foot switch or connectable to ophthalmic unit*



Fußbedienhebel für Fahrwerk
Foot control lever for retractable wheels



Rückenlehne beweglich
Fold back back rest



Fußschalter 5 Funktionen
Foot switch 5 functions

Technische Daten

Technical Data

		ak 5004	ak 4004	ak 3004	ak 2004	ak 470
Maße und Gewicht <i>Dimensions and weight</i>						
Maße Fußteil (B x T) _____	<i>Dimensions base (W x D)</i>	630 x 680 mm	630 x 680 mm	630 x 680 mm	630 x 680 mm	430 x 430 mm
Polster Sitzfläche (B x T) _____	<i>Seat cushion (W x D)</i>	450 x 500 mm	450 x 500 mm	460 x 450 mm	460 x 450 mm	Ø400 (rs) 440 x 450 (rk) 440 x 480 (rl)
Rückenpolster (B x H) _____	<i>Back rest (W x L)</i>	450 x 930 mm	465 x 870 mm	460 x 780 mm	460 x 780 mm	440 x 250 (rk) 440 x 360 (rl)
Gesamthöhe <i>Height chair back</i>						
Rückenlehne aufrecht _____	<i>rest upright</i>	1410 mm	1350 mm	1280 mm	1190 mm	695 (rk) 805 (rl)
Max. Länge Rückenlehne <i>Max. length chair, back rest</i>						
(Fußstütze bzw. Rückenlehne) _____	<i>(foot rest or back rest)</i>					
waagrecht _____	<i>horizontal</i>	1630 mm	1410 mm	na	na	na
Patientengewicht maximal _____	<i>Max. patient weight</i>	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Masse _____	<i>Weight</i>	107 kg	92 kg	86 kg	65 kg	37 kg
Verstellbereich <i>Adjust range</i>						
Stuhl vertikal <i>Vertical chair</i>						
Mindesthöhe Sitzpolster _____	<i>Min. height seat cushion</i>	530 mm	500 mm	500 mm	460 mm	490 mm
Hub _____	<i>Lift</i>	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Max. Höhe Sitzpolster _____	<i>Max. height seat cushion</i>	730 mm	700 mm	700 mm	660 mm	690 mm
Rückenlehne <i>Range back rest</i>						
Senkrecht bis waagrecht _____	<i>Vertical to horizontal</i>	X ^{(1)°}	X ^{(2)°}	na	na	na
-5° vor senkrecht _____	<i>-5° forward of vertical</i>					
Position _____	<i>position</i>	X	X	na	na	na
Stuhlrotation <i>Chair rotation</i>						
Rastung alle 90° _____	<i>Snap lock every 90°</i>	X	X	X	na	X
Sitzverschiebung <i>Seat movement</i>						
Horizontal v + r _____	<i>Horizontal f + b</i>	100 ⁽¹⁾ mm	100 ⁽²⁾ mm	100 ⁽²⁾ mm	na	na
Fahrwerk verfügbar <i>Castors available</i>						
Elektrisch _____	<i>Electric</i>	X	X	X	X	na
Elektrische Angaben <i>Electrical data</i>						
Netzanschluss _____	<i>Line power</i>	230 (3) Volt	230 (3) Volt	230 (3) Volt	230 (3) Volt	230 (3) Volt
Nennfrequenz _____	<i>Nominal frequency</i>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennstrom _____	<i>Nominal power</i>	max. 2,5 A	max. 2,5 A	max. 2,5 A	max. 2,5 A	max. 2,5 A
Kurzzeitbetrieb Motoren						
(ID 10) _____	<i>Duty cycle actuators</i>	6 Min.	6 Min.	6 Min.	6 Min.	6 Min.

⁽¹⁾ Elektrisch und mechanisch verfügbar
⁽¹⁾ electrically and mechanically available

⁽²⁾ Nur mechanisch verfügbar
⁽²⁾ mechanically only available

⁽³⁾ 110 Volt auf Anfrage
⁽³⁾ 110 volt upon request